

...3TECH

LED CURING LIGHT LED-1007



LAMPE LED À PHOTOPOLYMERISER SANS FIL

WIRELESS LED LIGHT CURING UNIT

LÁMPARA LED SIN CABLE

FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIOS

LAMPADA LED PER POLIMERIZZAZIONE SENZA FILO

DRAHTLOSE LED POLYMERISATIONSLAMPE

DRAADLOZE LED LICHTUITHARDINGSLAMP

fr : Guide d'utilisation	2 - 3
en : User's guide	4 - 5
es : Manual de usuario	6 - 7
pt : Guia do utilizador	8 - 9
it : Manuale d'uso	10 - 11
de : Benutzerhandbuch	12 - 13
nl : Bedienungsanleitung	14 - 15

Introduction

Merci d'avoir choisi la **lampe LED-1007**. Afin de vous offrir le maximum de sécurité et vous permettre d'atteindre les meilleurs résultats possibles, merci de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.


Ce mode d'emploi décrit les caractéristiques principales de la lampe LED-1007 et présente les consignes de sécurité de base, le montage, l'utilisation et l'entretien.

Nous tentons en permanence d'améliorer nos produits, ce qui peut expliquer d'éventuelles différences acceptables de composants.

Avant la première utilisation, veuillez vérifier la présence de tous les accessoires et leur état.

1. Pièce à main, 2. Socle, 3. Chargeur, 4. Batterie Lithium, 5. Embout, 6. Plaque de protection, 7. Manuel de l'utilisateur

Structure



Spécifications

Taille	22 x 75 mm (lampe)
Poids	165 gr
Classe de sécurité	Type B ordinaire, service non-continu, IP 40, Classe II
Voltage	100-240 V, 50-60 HZ
Capacité	2200 mAH
Longueur d'onde	430-485 nm
Intensité	5W>1100 mW/cm ²
Solidification	10s, > 3mm (5W)

Utilisation




Jaune Vert

Charge de la batterie

Connectez l'adaptateur sur le secteur et branchez le ensuite au socle chargeur. Placez la lampe sur le socle. Pendant la charge, le voyant lumineux de charge (**jaune**) est visible et le voyant lumineux indiquant la marche (**vert**) est éteint. Quand la batterie est pleinement chargée, le voyant jaune est éteint et la voyant vert est allumé.

Lors de la première charge, nous vous conseillons de laisser la lampe environ 6 à 7 heures sur le socle chargeur mais pas au delà. Quand la batterie est pleinement chargée, débranchez l'adaptateur de la prise de courant.



Maniement

- A) Activation on/off :** Quand l'appareil est hors tension ou en position standby, appuyez sur le bouton de mise en marche pour le faire fonctionner. La lampe émet une lumière bleue. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir en position standby.
- B) Sélection du mode :** Appuyez sur le bouton «Mode» pour sélectionner un mode parmi les 3 existants :
- 01** Mode graduel
 - 02** Mode Flash
 - 03** Mode lumière pleine
- C) Sélection de la durée :** Appuyez sur le bouton «Timing» pour déterminer le temps d'exposition. Quatre programmes peuvent être choisis: 10/20/30/40 secondes.
- D) Quand la lampe fonctionne,** un bip retentit toutes les 5 secondes.
- E) Arrêt automatique :** Quand l'appareil n'est plus utilisé, il se désactive automatiquement après 8 minutes.
- F) Alerte de batterie faible :** Lorsque l'appareil est mis sous tension et que le voltage émit est inférieur à la limite donnée, l'appareil vous le signale en émettant 5 bips consécutifs et l'écran clignote. Rechargez la batterie rapidement.

Avis

1. Espacer les cycles de polymérisation par un temps de repos minimum de 30 secondes.
2. Veuillez remplacer l'embout si cassé ou abîmé.
3. Désinfection de l'embout : immergez dans une solution à 75% d'alcool durant plusieurs minutes.
4. Quand la batterie est pleinement chargée, déconnectez l'adaptateur du secteur.
5. Evitez le contact des électrodes de la batterie avec le métal.
6. Utilisez régulièrement un coton-tige imbibé d'une solution alcoolique anhydre pour nettoyer les contacts du chargeur afin de conserver la qualité de connexion entre le socle chargeur et l'appareil.

Introduction

Thank you for choosing **Curing Light LED-1007**. For safety reasons and to achieve the best results, please read the user's guide carefully before using the product.


This user guide describes the normal properties of the Curing Light LED-1007, and introduces the principles of the safety issues, installation, usage and maintenance.

We are always trying to improve our products, this may result in small changes of the components.

Before the first use, please check the accessories and make sure they are all in good condition.

1. Main unit, 2. Light guide, 3. Battery, 4. Charge, 5. Adapter, 6. Light cover plate,
7. User manual


Structure



Spécifications

Size dia 22 x 175mm (LED Light)
Weight 165 gr
Safety class Ordinary type B, non-continuous service, IP 40, Class II
Input voltage 100-240 V, 50-60 HZ
Battery capacity 2200mAH
Wavelength 430-485nm
Intensity 5W>1100 mW/cm ²
Polymerisation 10s, > 3mm (5W)

Usage




Yellow Green

Battery charge

Connect the adapter to the AC power and connect then adaptor to charger. Place the handpiece on the charger. When charging, the charging indicator (**yellow**) is on and the power indicator (**green**) is off. When the battery is fully charged, the charging indicator (yellow) is off and the power indicator (green) is on.

When using a new battery for the first time, it is best to charge it for 6-7 hours, but it should not be charged for over 7 hours. When battery is full charged, please disconnect the AC power.



Operation

- A) Power on/off:** When the unit is off or standby, press power button to start the unit working, the light output shows a blue light, press the button again to stop working and turn to standby.
- B) Mode select:** Press mode button to select three types of work mode:
01 Gradual/Ramping mode
02 Flashing mode
03 Full light mode
- C) Time select:** Press Time button to select time. Four time settings: 10/20/30/40 seconds can be chosen.
- D) When the unit is working,** the buzzer will beep every 5 seconds.
- E) Automatically power down:** When the unit is in standby without the button being pressed for 8 minutes it will turn off automatically.
- F) Low battery alert:** If when starting work the unit power and the voltage of the battery is lower than the required level the unit will give an alarm; the buzzer beeps 5 times and the indicator flashes the stage. Please charge the battery in time.

Notice

1. The working time between each handling is not less than 30 seconds.
2. Please replace the light guide when it has cracked or show scratches.
3. Disinfection of the light guide: immerse the rod in 75% alcohol several minutes.
4. When the battery is fully charged, please disconnect the AC power.
5. Avoid touching the electrodes of the battery with metal.
6. Please use a swab with anhydrous alcohol to clean the pins in the charger regularly, this should avoid weak contact from charger to handpiece.

Introducción


Gracias por elegir la **lámpara LED-1007**. Para poder ofrecerle una seguridad máxima y permitirle obtener los mejores resultados posibles, le rogamos que lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

El presente manual de instrucciones describe las principales características de la lámpara LED-1007, incluyendo las indicaciones básicas de seguridad, montaje, utilización y mantenimiento. Tratamos de mejorar continuamente nuestros productos, lo que puede explicar posibles diferencias aceptables de componentes.

Antes de utilizarlo por primera vez, verifique la presencia de todos los accesorios y su estado.

1. Pieza de mano, 2. Base, 3. Cargador, 4. Batería de litio, 5. Punta, 6. Placa protectora, 7. Manual del usuario

Estructura



Especificaciones

Tamaño	22 x 75 mm (lámpara)
Peso	165 gr
Clase de seguridad	Tipo B ordinario, servicio discontinuo, IP40, clase II
Voltaje	100-240 V, 50-60 Hz
Batería	2200 mAh
Longitud de onda	430-485 nm
Potencia	5 W > 1100 mW/cm ²
Curado	10 s, > 3 mm (5 W)

Instrucciones de uso




Amarillo Verde

Carga de la batería

Conecte el adaptador a la red y enchúfelo a continuación a la base de carga. Coloque la lámpara sobre la base. Durante la carga se enciende el indicador luminoso de carga (**amarillo**) y permanece apagado el indicador luminoso de marcha (**verde**). Cuando la batería está completamente cargada, se apaga el indicador amarillo y se enciende el indicador verde.

Durante la primera carga, le aconsejamos que deje la lámpara unas 6 o 7 horas sobre la base de carga, pero no más.

Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el adaptador de la toma de corriente.



Funcionamiento

- A) Activación on/off:** Cuando el dispositivo esté apagado o en posición stand-by, pulse el botón de puesta en marcha para hacerlo funcionar. La lámpara emite una luz azul. Vuelva a pulsar el botón para regresar a la posición stand-by.
- B) Selección del modo:** Pulse el botón «Modo» para seleccionar un modo entre los 3 existentes:
01 Modo gradual
02 Modo flash
03 Modo luz plena
- C) Selección de la duración:** Pulse el botón Tiempo para determinar el tiempo de exposición. Se puede elegir entre cuatro programas: 10/20/30/40 segundos.
- D) Cuando la lámpara está funcionando,** se oye un pitido cada 5 segundos.
- E) Parada automática:** Cuando deja de utilizarse el dispositivo, se desactiva automáticamente después de 8 minutos.
- F) Alarma de batería baja:** Cuando el dispositivo está encendido y el voltaje emitido es inferior al límite establecido, el dispositivo lo señala emitiendo 5 pitidos consecutivos y haciendo parpadear la pantalla. Recargue la batería sin demora.

Notas

1. El tiempo de trabajo entre cada uso no es inferior a 30 segundos.
2. Cambie la punta si se rompe o se daña.
3. Desinfección de la punta: sumérgala en una solución al 75% de alcohol durante varios minutos.
4. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el adaptador de la red.
5. Evite que los electrodos de la batería entren en contacto con el metal.
6. Utilice regularmente un bastoncillo de algodón empapado en una solución de alcohol anhidro para limpiar los contactos del cargador con el fin de conservar la calidad de conexión entre la base de carga y el dispositivo.

Introdução


Obrigado por ter escolhido o fotopolimerizador **LED-1007**. Para ter a máxima segurança e alcançar os melhores resultados possíveis, queira ler atentamente este guia antes de utilizar o produto.

Este guia do utilizador descreve as principais características do fotopolimerizador LED-1007 e fornece informações básicas de segurança, instalação, utilização e manutenção. Tentamos constantemente melhorar os nossos produtos, o que pode explicar eventuais diferenças admissíveis quanto aos componentes.

Antes da primeira utilização, verifique a presença de todos os acessórios e o seu bom estado.

1. Peça de mão, 2. Base, 3. Carregador, 4. Bateria de lítio, 5. Ponta, 6. Placa de proteção, 7. Manual do utilizador

Estrutura



Especificações

Tamanho	22 x 75 mm (fotopolimerizador)
Peso	165 g
Classe de segurança	Tipo B comum, serviço não-contínuo, IP40, Classe II
Tensão	100-240 V, 50-60 Hz
Capacidade	2200 mA
Comprimento de onda	430-485 nm
Intensidade	5 W > 1100 mW/cm ²
Polimerização	10 s, > 3 mm (5 W)

Utilização




Amarelo Verde

Carregamento da bateria

Ligue o adaptador à rede elétrica e, em seguida, conecte este à base de carregamento. Coloque o fotopolimerizador na base. Durante o carregamento, o indicador luminoso de carregamento (**amarelo**) acende-se e o indicador luminoso que assinala o funcionamento (**verde**) apaga-se. Quando a bateria está totalmente carregada, o indicador amarelo apaga-se e o indicador verde acende-se.

No primeiro carregamento, recomendamos que deixe o fotopolimerizador cerca de 6 a 7 horas na base de carregamento, mas não durante mais tempo. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o adaptador da tomada de corrente.



Manuseamento

- A) Ligar/desligar (on/off):** Quando o aparelho estiver desligado ou em espera (standby), pressione o botão de ligar/desligar para o colocar em funcionamento. O fotopolimerizador emite uma luz azul. Pressione o botão novamente para voltar à posição de espera.
- B) Seleção do modo:** Pressione o botão "Modo" para seleccionar um modo dos três existentes:
- 01** Modo gradual
 - 02** Modo flash
 - 03** Modo luz plena
- C) Seleção do tempo:** Pressione o botão Time para determinar o tempo de exposição. Podem ser seleccionados quatro programas: 10/20/30/40 segundos.
- D) Quando o fotopolimerizador** está a funcionar, é emitido um sinal sonoro (bipe) a cada 5 segundos.
- E) Paragem automática:** Quando o aparelho deixa de ser utilizado, desliga-se automaticamente após 8 minutos.
- F) Alerta de bateria fraca:** Quando o aparelho é ligado e a tensão emitida é inferior ao limite definido, o aparelho assinala tal facto emitindo cinco bipes consecutivos e o ecrã pisca. Recarregue a bateria rapidamente.

Observações

1. O tempo de paragem entre cada utilização é, no mínimo, de 30 segundos.
2. Substitua a ponta se estiver quebrada ou danificada.
3. Desinfeção da ponta: mergulhar numa solução de álcool a 75% durante vários minutos.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o adaptador da rede elétrica.
5. Evite o contacto dos elétrodos da bateria com o metal.
6. Utilize regularmente um cotonete embebido numa solução de álcool anidro para limpar os contactos do carregador, a fim de manter a qualidade da conexão entre a base de carregamento e o aparelho.

Introduzione

La ringraziamo per aver scelto **la lampada LED-1007**. Per offrirle la massima sicurezza e consentirle di ottenere i migliori risultati possibili, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.


Questo manuale d'uso descrive le caratteristiche principali della lampada LED-1007 e le norme di sicurezza di base, il montaggio, l'utilizzo e la manutenzione.

Eventuali differenze accettabili dei componenti sono giustificabili in un'ottica di costante miglioramento dei nostri prodotti.

Prima del primo utilizzo, verificare che tutti gli accessori siano presenti e il loro stato.

1. Manipolo, 2. Base, 3. Caricatore, 4. Batteria al litio, 5. Puntale, 6. Piastra di protezione, 7. Manuale utente

Struttura



Specifiche

Dimensioni	22 x 75 mm (lampada)
Peso	165 g
Classe di sicurezza	Tipo B ordinario, funzionamento non continuo, IP 40, Classe II
Tensione	100-240 V, 50-60 Hz
Capacità	2200 mAh
Lunghezza d'onda	430-485 nm
Intensità	5 W > 1100 mW/cm ²
Polimerizzazione	10 s, > 3 mm (5 W)

Utilizzo




Gialla Verde

Carica della batteria

Collegare l'adattatore prima alla rete e poi alla base di carica. Posizionare la lampada sulla base. Durante la carica, la spia luminosa di carica (**gialla**) è visibile e la spia luminosa che indica il funzionamento (**verde**) è spenta. Quando la batteria è completamente carica, la spia gialla è spenta e la spia verde è accesa.

Durante la prima carica, consigliamo di lasciare la lampada sulla base di carica per circa 6-7 ore, ma non oltre.

Quando la batteria è completamente carica, scollegare l'adattatore dalla presa di corrente.



Manipolazione

- A) Attivazione on/off:** Quando l'apparecchio è spento o in posizione di stand-by, premere il pulsante di accensione per farlo funzionare. La lampada emette una luce blu. Premere nuovamente il pulsante per tornare in posizione di stand-by.
- B) Selezione della modalità:** Premere il pulsante «Mode» per selezionare una modalità tra le 3 disponibili:
01 Modalità graduale
02 Modalità Flash
03 Modalità piena luce
- C) Selezione della durata:** Premere il pulsante Tempo per impostare il tempo di esposizione. È possibile scegliere tra quattro programmi: 10/20/30/40 secondi.
- D) Quando la lampada è in funzione,** un bip suona ogni 5 secondi.
- E) Spegnimento automatico:** Quando l'apparecchio non viene più utilizzato, si disattiva automaticamente dopo 8 minuti.
- F) Allarme batteria scarica:** Quando l'apparecchio è acceso e la tensione emessa è inferiore al limite dato, l'apparecchio lo segnala emettendo 5 bip consecutivi; inoltre, lo schermo lampeggia. Ricaricare la batteria rapidamente.

Note

1. Tra un ciclo di polimerizzazione e l'altro occorre effettuare un'interruzione di lavoro della durata minima di 30 secondi.
2. Sostituire il puntale se rotto o danneggiato.
3. Disinfezione del puntale: immergere in una soluzione al 75% di alcool per diversi minuti.
4. Quando la batteria è completamente carica, scollegare l'adattatore di rete.
5. Evitare il contatto degli elettrodi della batteria con il metallo.
6. Utilizzare regolarmente un bastoncino cotonato imbevuto di una soluzione alcolica anidra per pulire i contatti del caricatore, al fine di preservare la qualità del collegamento tra la base di carica e l'apparecchio.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere **LED-1007 Aushärte Lampe** entschieden haben. Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um den sicheren Umgang und das Beste Resultat zu gewährleisten.

Bitte prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob das unten aufgeführte Zubehör komplett vorhanden ist.

1. Handstück, 2. Ladestation, 3. Netzadapter, 4. Akku (Batterie), 5. Lichtleiter, 6. Schutzschild, 7. Benutzerhandbuch

Installation



Technische Daten

Maße dia 22 x 175mm
Gewicht 165 g
Gerätekategorie Klasse I, MEDDEV 10/93-rev 3 rule 12
Eingangsspannung 100-240 V, 50-60 HZ
Stromversorgung Li-Ion Batterie, 3,7 V, 2200 mAh
Wellenlängenbereich 430-485 nm
Lichtintensität 5W > 1100 mW/cm ²
Tiefenwirkung: 10 Sekunden, > 3mm (5W)

Verwendung




Ladestation

Bitte verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladestation und stellen Sie das Handstück in die Ladestation. Bitte stellen Sie die Ladestation auf eine ebene Fläche. Vergewissern Sie sich, dass die Ladestation mit Strom versorgt wird. Beim Ladevorgang leuchtet eine gelbe Lampe auf. Erlischt die gelbe Lampe und die grüne Lampe leuchtet auf, dann ist das Gerät betriebsbereit.

Wenn Sie das Erste Mal eine neue Lampe benutzen, ist es ratsam sie für 6-7 Stunden aufzuladen. Eine Aufladung von über 7 Stunden sollte niemals erfolgen.

Nach der Ladung bitte die Ladestation vom Stromkreis entfernen.



Arbeitsablauf

- A) Sie schalten die Lampe ein, indem Sie den Startknopf "P" drücken.** Wenn die Lampe vor Ablauf der eingestellten Zeit ausgeschaltet werden soll, betätigen Sie den Startknopf "P" noch einmal.
- B) Modusauswahl:** Bitte drücken Sie den Auswahlknopf "M", um einen Modus auszuwählen:
01 Langsam ansteigende Lichtstärke
02 Regelmäßige Lichtintervalle
03 Konstante volle Lichtstärken
- C) Zeitauswahl:** Bitte drücken Sie den Zeitknopf "T", um die gewünschte Zeit auszuwählen. In jedem Modus können vier Programme gewählt werden 10, 20, 30, 40 Sekunden.
- D) Wenn sie Lampe eingeschaltet wurde,** ertönt alle 5 Sekunden ein Signal.
- E) Automatische Abschaltung:** Wird die Lampe 8 Minuten nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch ab.
- F) Auflade hinweis:** Wenn die Lampe eingeschaltet wird und der Akku nicht mehr die nötige Leistung bringen kann, ertönt ein Alarmsignal. Die Lampe blinkt und piep 5 mal. Bitte laden Sie in diesem Fall die Lampe auf.

Bitte beachten

1. Die Wartezeit zwischen zwei Anwendungen beträgt mindestens 30 Sekunden.
2. Beschädigte Lichtleiter müssen sofort ausgetauscht werden, da ein beschädigter Lichtleiter die Lichtintensität erheblich verringern oder den Patienten verletzen kann.
3. Desinfizieren bzw. autoklavieren Sie den Lichtleiter vor dem ersten und nach jedem Gebrauch.
4. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie die Lampe vom Stromkreis.
5. Bitte berühren Sie die Elektroden nicht mit Metallgegenständen.
6. Bitte benutzen Sie ein weiches, mit wasserfreiem Alkohol getränktes Tuch, um die Ladekontakte zu reinigen.

Entsorgung

Seit dem 24.03.2006 dürfen nach der gesetzlichen Regelung Elektro-Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte senden Sie Ihr Altgerät an Ihren Händler zurück.

Gewährleistung

Bei Sachgerechter Anwendung gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Ausgenommen sind Schäden am Lichtleiter und Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung entstanden sind.

Inleiding

Bedankt om te kiezen voor **LED-1007 ledlamp**. We willen je graag een maximale veiligheid bieden in combinatie met de beste resultaten. Daarom vragen we je om deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voor je het product in gebruik neemt.


In deze gebruiksaanwijzing worden de belangrijkste kenmerken van de LED-1007 lamp beschreven. Ook een beschrijving van de montage, het gebruik en het onderhoud van de lamp komt aan bod.

Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze producten. Dit verklaart ook eventuele verschillen in de gebruikte onderdelen.

Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en in goede staat verkeren voor je het product in gebruik neemt.

1. Handstuk, 2. Aansluiting, 3. Oplader, 4. Lithium-accu, 5. Adapter, 6. Beschermingsplaatje, 7. Gebruikershandleiding


Structuur



Specificaties

Afmetingen 22 x 75 mm (lamp)
Gewicht 165 gr
Veiligheidsklasse Type B standaard, niet doorlopend gebruik, IP 40, Klasse II
Spanning 100-240 V, 50-60 HZ
Vermogen 2200 mA
Golflengte 430-485nm
Lichtsterkte 5 W > 1100 mW/cm ²
Polymerisatie 10s, > 3 mm (5W)


Gebruik



De accu opladen

Steek de adapter in het stopcontact en sluit deze dan op het oplaadstation aan. Plaats de lamp op het laadstation. Het indicatielampje (**geel**) zal tijdens het laden branden en als de lamp wordt opgeladen, zal het (**groene**) Power-indicatielampje uitgaan. Als de accu volledig is opgeladen, zal het gele indicatielampje uitgaan en gaat het groene indicatielampje opnieuw branden.

Laat de lamp voor de eerste keer gedurende 6 tot 7 uur in het laadstation opladen (maar NIET langer). Haal de stekker uit het stopcontact zodra de accu volledig is opgeladen.



Gebruik

- A) Inschakeling On/off:** Druk op de On/off-toets als het toestel niet is ingeschakeld of in stand-by staat om het opnieuw in te schakelen. De lamp geeft een blauw licht af. Als u het toestel opnieuw in stand-by wilt zetten, druk dan opnieuw op de knop.
- B) Modus kiezen:** Druk op de 'Modus' toets om de gewenste modus te kiezen uit de volgende 3:
01 Modus geleidelijke lichtsterkte
02 Modus knipperlicht
03 Modus volledige lichtsterkte
- C) Tijdsduurselectie:** Druk op de timingtoets om de gewenste blootstellingstijd te kiezen. Je kan kiezen uit vier programma's: 10/20/30/40 seconden.
- D) Als de lamp brandt,** zal elke 5 seconden een piepgeluid weerklinken.
- E) Automatische uitschakeling:** Als het toestel niet meer in gebruik is, zal het na 8 minuten automatisch uitschakelen.
- F) Alarm lege accu:** Als het toestel ingeschakeld is en de beschikbare spanning lager is dan de opgegeven grenswaarde, zal het toestel 5 opeenvolgende pieptonen geven en gaat het scherm knipperen. Laad de accu snel op.

Opmerkingen

1. De bedrijfstijd tussen elke toepassing mag niet korter zijn dan 30 seconden.
2. Vervang de adapter als deze gebroken of beschadigd is.
3. Adapter ontsmetten: houd hem enkele minuten ondergedompeld in een oplossing van 75% alcohol.
4. Haal de adapter uit het stopcontact zodra de accu volledig is opgeladen.
5. Vermijd aanraking tussen de elektroden van de accu en het metaal.
6. Gebruik regelmatig een vochtig wattenstaafje (watervrije alcoholoplossing) om de contactpunten van de oplader te reinigen. Zo zal het contact tussen het laadstation en het toestel altijd goed blijven functioneren.

MD



FOSHAN CICADA DENTAL INSTRUMENT CO., LTD
B5-2F, Guangdong New Light Source Industrial Base,
Nanhai District, Foshan, Guangdong, 528226, P.R. CHINA

EC REP

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague – NETHERLANDS

IMP

CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France - FRANCE

